

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative, Silanoitu keraami CAS-nro 444758-98-9 50-60%. Diuretaanidimetakrylaatti (UDMA) CAS-nro 72869-86-4 EY-nro 276-957-5 10-20%. Substituoitu dimetakrylaatti CAS-nro 27689-12-9 EY-nro 248-607-1 10-20%. Uretaanidimetakrylaatti (UDMA) CAS-nro 13760-80-0 ET-nro 237-354-2 1-10%. Dimetakrylaatti (BIS-MEPP) CAS-nro 41637-38-1 1-5%. Karbosilaanitensidi EY-nro 701-308-4 1-5%. Trietyleeniglykolidimetakrylaatti (TEGDMA) CAS-nro 109-16-0 EY-nro 203-652-6 <1%	Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos Huuhdo runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin	18.12.2020		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative, Silanoitu keraami CAS-nro 444758-98-9 60-80%. Silanoitu piidioksidi CAS-nro 248596-91-0 1-10%. Diuretaanidimetakrylaatti (UDMA) CAS-nro 72869-86-4 EY-nro 276-957-5 1-10%. Bissfenoli-A polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatt i (BisEMA-6) CAS-nro 41637-38-1 1-10%. Metakryylihappo ja 2,2'-[(1 metyylietylideeni)bis(4,1 fenyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani reaktiotuotteita EY-nro 701-308-4 1-10%. Polyetyleeniglykolidimetakrylaatti CAS-nro 25852-47-5 <5%. Silanoitu zirkoniumoksidi 1-5%. Trietyleeniglykolidimetakrylaatti CAS-nro 1009-16-0 EY-nro 203-652-6 <1%. fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi CAS-nro 162881-26-7 EY-nro ELINCS 423-340-5 <0,05%	Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin	30.6.2024		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
G-aenial Universal Flow, CAS: 72869-86-4 EINECS: 276-957-5 7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyylibismetakrylaatti. 10-<25%. CAS: 41637-38-1 4,4'-isopropyylideenidifenolin, etoksyloidun ja 2-metyylipropin-2-eenihapon esteröintituotteet 5-<10%. CAS: 109-16-0 EINECS: 203-652-6 2,2'-etyleenidioksidietyyli dimetakrylaatti 5-<10%. CAS: 109-16-0 EINECS: 203-652-6 2,2'-etyleenidioksidietyyli dimetakrylaatti 5-<10%. CAS: 68909-20-6 EINECS: 272-697-1 Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 1-<2,5%. CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Rauta(III)oksidi aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo 0,5-<1%. CAS: 1879-09-0 EINECS: 217-533-1 6-tert-butyyli-2,4-ksylenoli 0,5-<1%. CAS: 2440-22-4 EINECS: 219-470-5 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-p-kresoli 0,5-<1%.CAS: 9003-08-1 1,3,5-Triatsiini-2,4,6-triamiini,polymeeri formaldehydin kanssa 0,5-<1%.CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 titaanidioksidi 0,5-<1%. CAS: 68611-44-9 EINECS: 271-893-4 Silaani, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteet piidioksidin kanssa 0,5-<1%. CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8 difenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi 0,5-<1%	Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Annettava tekohengitystä hengityksen ollessa epätasainen tai pysähtynyt. Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa. · Hengitettynä: Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystä, pidettävä lämpimänä. Oireiden jatkuessa pyydettävä lääkärin apua. Vietävä raittiiseen ilmaan ja asetettava makuulle. · Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Saatettava lääkärin hoitoon. Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt. · Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. · Nieltyä: Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä. Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.	11.12.2023		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0